

Distributed by:



**Supportive Hearing Systems**

283 MacPherson Avenue  
 Toronto, Ontario  
 CANADA M4V 1A4

Phone: (416) 236-4898    Toll-free phone: (800) 732-8804  
 Fax: (416) 483-6210    Toll-free fax: (800) 597-3143  
[www.SimeonCanada.com](http://www.SimeonCanada.com)

22US/ENG-1308



 Crisp audio is sent directly to the ear. Using headphones, the Duett functions as an alternative to hearing aids. For hearing aids with a built-in T-coil, a neckloop creates a seamless connection.

 Three different sound modes make it easy to find your ideal setting.

 Big, simple volume buttons.

 Easy to adjust the left/right sound balance.

 Rechargeable batteries last around 20 hours.

 Ready to go after 3 hours charging.

 Weighs just 0,1 lbs has a stylishly modern look and is smaller than most mobile phones.

**Comfort Audio AB**  
 Box 154 | SE-301 05 Halmstad | Sweden  
 Tel. +46 35 260 16 00 | [www.comfortaudio.com](http://www.comfortaudio.com)



**COMFORT DUETT**

# Connect with the world at the touch of a button

When every word is loud and clear, you can participate in life with confidence. The Comfort Duett is an easy-to-use hearing amplifier that helps you get more involved in almost any situation, whether you're at a lively family dinner, chatting on the phone or watching TV. Clever technology inside the Comfort Duett catches important sounds, like people's voices, and sends loud, crisp audio to either headphones or a hearing aid. And with its compact design, it discreetly tags along anywhere you go.

**Plug in and hear life like never before.**



## Face-to-face

The Comfort Duett tags along wherever you might have trouble hearing what people are saying. That could be anywhere from the dinner table or at a café, to the doctor's office or the theatre. Just set it on a table or clip it onto your shirt and you're ready to go.




## On the phone

The telephone kit makes it easy to amplify phone calls by connecting your landline phone to the Comfort Duett through its charging dock.



## Hear all sorts of media

The TV kit turns the Comfort Duett into a TV amplifier via the charging dock. Other accessories help you listen to the radio, hear media from your computer or connect to almost any other source.



Distribué par:



Supportive Hearing Systems

283 MacPherson Avenue  
Toronto, Ontario  
CANADA M4V 1A4

Phone: (416) 236-4898 Toll-free phone: (800) 732-8804

Fax: (416) 483-6210 Toll-free fax: (800) 597-3143

[www.SimeonCanada.com](http://www.SimeonCanada.com)

22CAN/FR-1308



Un son clair est envoyé directement à l'oreille. Avec des écouteurs, Duett constitue une alternative aux appareils auditifs. Pour les appareils auditifs avec boucle T intégrée, un collier magnétique crée une connexion transparente.



Trois modes sonores différents vous permettent de trouver facilement le réglage idéal.



Boutons de volume simples et de grande taille.



Balance son gauche/droite facile à régler.



Les piles rechargeables durent environ 20 heures.



Prêt à l'emploi après 3 heures de charge.



Ne pèse que 57 grammes, a un look stylé et moderne et est plus petit que la plupart des téléphones portables.

Comfort Audio AB

Box 154 | SE-301 05 Halmstad | Suède

Tél. +46 35 260 16 00 | [www.comfortaudio.com](http://www.comfortaudio.com)



COMFORT DUETT

# Connectez-vous au monde d'une simple pression sur un bouton

Quand chaque mot est fort et clair, vous pouvez participer à la vie avec confiance. Comfort Duett est un amplificateur sonore facile à utiliser qui vous permet de vous impliquer davantage dans presque toutes les situations, qu'il s'agisse de participer à un dîner de famille animé, de bavarder au téléphone ou de regarder la télévision. La technologie intelligente à l'intérieur de Comfort Duett capte les sons importants tels que les voix et envoie un son clair et fort dans des écouteurs ou un appareil auditif.

Grâce à son design compact, il vous accompagne discrètement partout où vous allez.

## Branchez-le et écoutez la vie comme jamais auparavant.



### Face-à-face

Comfort Duett vous accompagne partout où vous pourriez avoir du mal à entendre ce qui se dit. Cela peut être n'importe où, à la table du dîner ou dans un café, dans le cabinet du médecin ou au théâtre. Il vous suffit de le poser sur une table ou de l'attacher sur vos vêtements pour être prêt à faire face à toutes les situations.



### Sur le téléphone

Avec le kit téléphone, il est facile d'amplifier les appels téléphoniques en connectant votre téléphone fixe à la station de charge de Duett.



### Entendre toutes sortes de médias

Le kit TV transforme Duett en un amplificateur pour téléviseur via la station de charge. D'autres accessoires sont disponibles pour vous aider à écouter la radio, entendre les médias sur votre ordinateur ou vous connecter à pratiquement n'importe quelle autre source.